



www.dmail.it

DMEDIA COMMERCE S.P.A.
VIA ARETINA 25 50065 SIECI (FI)
ITALIA - Tel. +39 055 8363040
Fax +39 055 8363057
ASS. TECNICA: TEL. +39 055 4206052
E-MAIL: assistenza.dmail@dmc.it

208444 - TERMOMETRO PARLANTE

Caratteristiche

1. La temperatura è comunicata automaticamente da una voce.
2. Fornito di pulsante "Talking" per comunicare la temperatura in ogni momento.
3. Misurazione istantanea della temperatura.
4. Precisione nella misurazione della temperatura.
5. Spegnimento automatico del termometro dopo 8 min.
6. Memorizzazione dell'ultima temperatura misurata.

Come misurare la temperatura

1. Premere ON/OFF per accendere il termometro. Il display LCD mostrerà per 3 secondi l'ultima temperatura misurata o mostrerà "L" per indicare che non ci sono temperature memorizzate. °C lampeggerà per indicare che il termometro è pronto per essere usato.
2. Per ottenere una misurazione precisa ed affidabile, mettere il termometro bene a contatto sotto la lingua, sotto l'ascella o nel retto.
3. Quando il termometro ha rilevato la temperatura, °C smetterà di lampeggiare, il termometro emetterà il suono "BIP" per 3 volte e comunicherà 2 volte la temperatura. Per risentire la temperatura, premere "TALKING".
Consigli: Per verificare la precisione della temperatura, non togliere subito il termometro. Se il termometro registrerà una temperatura più alta, ve la comunicherà. Se volete conoscere la temperatura durante la sua misurazione, premere "TALKING".
4. Premere ON/OFF per spegnere il termometro. Il termometro si spegnerà automaticamente dopo 8 minuti se ve lo dimenticate acceso.

Tre metodi per misurare la temperatura

– Metodo orale: (Temperatura media normale 37.0 °C)

Mettere la punta del termometro sotto la lingua fino a toccare la base della lingua. Chiudere la bocca. Non muovere il termometro durante la misurazione.

– Sotto l'ascella: (Temperatura media normale 37.0 °C)

Metodo alternativo per neonati o bambini. Anche se più semplice, questo metodo è meno preciso ed impiega più tempo per la misurazione.

Controllare che l'ascella sia asciutta. Mettere il termometro sotto l'ascella con la punta rivolta verso l'alto. Tenere il termometro fermo chiudendo il braccio.

– Metodo rettale: (Temperatura media normale 37.6 °C)

Lubrificare la punta del termometro con un gel acquoso per posizionarlo più facilmente. Non usare vasellina.

La persona deve rimanere sdraiata su un fianco con le ginocchia leggermente piegate. Mettere la punta del termometro all'interno del retto per circa 1 cm. Se incontrate resistenza, non forzare il termometro.

Pulizia del termometro

Pulire il termometro con un panno bagnato di alcool isopropilico o acqua. Non immergere il termometro in acqua o alcool.

Potete lavare la parte di termometro situata sotto l'altoparlante con acqua tiepida e sapone prima e dopo ogni uso. Asciugare bene il termometro.

Sostituzione delle batterie

Sostituire le batterie quando la voce che comunica la temperatura si affievolisce, è distorta o quando il display perde luminosità. Seguire queste istruzioni per la sostituzione delle batterie:

1. Svitare le vite del coperchio del comparto batterie con un cacciavite a stella. Aprire il comparto con una moneta (Fig. 1).
2. Inserire due batterie alcaline a bottone di tipo AG12 da 1,5V o equivalenti con il polo positivo (+) rivolto verso l'alto.
3. Rimettere il coperchio ed avvitare la vite.

Caratteristiche tecniche

Alimentazione: 2 batterie AG12 (alcaline da 1.5V)

Consumo: In misurazione: 0.2 mW

Durante la comunicazione: 42 mW

Spegnimento automatico: 8 minuti

Sensore della temperatura: Termistore

Risoluzione: 0.1°C

Accuratezza: ±0.1°C da 36.0°C a 38.5°C

±0.2°C da 32.0°C a 35.9°C

da 38.6°C a 42.9°C

Intervallo di misura: Da 32.0°C a 42°C

Sotto 32.0 °C il display mostra "L"

Sopra 42.9 °C il display mostra "H"

Per un funzionamento ottimale

Temperatura: Da 16°C a 40°C

Umidità: Da 30% a 75%

Pressione: Da 700 a 1060 Pa

Per la conservazione del termometro

Temperatura: Da -20°C a 50°C

Umidità: Da 10% a 100%

Pressione: Da 500 a 1060 Pa

Durata del termometro: 5 anni

Attenzione:

1. Non usare il metodo orale per i bambini.
2. Non usare il termometro in bocca dopo averlo usato nel retto.
3. Se avete dubbi riguardo il valore della temperatura misurata, provarla nuovamente o consultare un medico.
4. Al di sotto dei 16 anni, usare il termometro sotto la supervisione di un adulto.
5. Tenere il termometro lontano dalla portata dei bambini.
6. Prima di ogni uso pulire la punta del termometro con alcool isopropilico al 70% o con sapone.

